

## Polymab® بـ نرأ Fkbp10 داضم جـ Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

رصنع ال مقرر: CM0011652

### ةمدقم

يداحأ داضم مسج وه FKBP10 Rabbit PolymAb® نع فشكي بـ نرأ نم recombinant ةلـسننل ققحتل مت . يذجل او يرأفل او يرشبل FKBP10 يلاثم وهو ، ELISA ، و WB ، IF/ICC ، لـهت حص نم يويحل قـلـلـخـتـلـاو ، نـيـتـورـبـلـيـطـةـسـاردل ماطعل روطتو ، نيـجـالـوـكـلـلـ

### ديـزـمـلـاـفـرـعـا

| لماعم ال                    | ةمـيـلـا                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| جتـنـمـلـاـمـسـا            | FKBP10 Rabbit PolymAb®                                |
| راعـتـسـمـمـسـا/تـاطـحـالـم | OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65 |
| عـاـوـنـأـلـا               | ناسنإ                                                 |
| مـنـجـالـفـرـعـم            | 60681                                                 |
| نـيـجـالـفـرـعـم            | 60681                                                 |
| دـصـتـسـمـلـا               | recombinant نيـتـورـب                                 |
| رـدـصـمـلـا                 | بـنـرأ                                                |
| ةـئـفـلـا                   | ةـلـسـنـنـلـاـةـيـدـاحأـةـدـاضـمـمـاـسـجـأ            |
| قـيـبـطـتـلـا               | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| عـطـاقـتـمـلـاـعـافـتـلـا   | ذـجـ، رـأـفـ، نـاسـنـإ                                |
| SWISS                       | Q96AY3                                                |
| نـيـتـورـبـلـاـنـزـو        | 64kDa                                                 |
| نـحـشـلـا                   | جـلـتـسـيـك                                           |