

**و Wb تاقىبطت لل Fli1 دى بى نارأ ة لى سن ل دى و داضم مسج
Ip و Elisa - Q01543**

CM0029524: رصنعلا مقر



ةمدقم

FLI1 دض يبنارأ ةليسننل ددعتم داضم مسج هتحنم ققحتلا م، (EWSR2, FLI-1) يرشبالا ELISA. و، يعانم لبسرتلا، يرغلض محلل ةيرشبالا تانيعل في FLI1 لعل فرعتي خسننل ميظنت تاساردل يلاثم. ةيرألالاو ماروأل نوكتو.

ديزمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	FLI1 Rabbit pAb
معلومات عامة / تطبيقات	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
نوع	مضاد
مستضد (مضاد)	2313
مستضد	2313
معلومات عامة	(NP_002008.2) مضاد FLI1 ج. 100 إلى 1 نم في نيم ألام ح ألام ق قفاوتي لس لس لت ي ل ع يوتحي فلتؤم ج امدان ني تورب
مستضد	مضاد
معلومات	معلومات عامة / تطبيقات
معلومات	WB, IP, ELISA
معلومات	مضاد، مضاد
SWISS	Q01543
معلومات	معلومات عامة / تطبيقات
معلومات	معلومات عامة / تطبيقات