

J- Fxp1 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H334

مصنوع: CM0006847



مقدم

J- FXP1 بروتين من عائلة السنينل يدا أ داضم مسج WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. هـنم ققحت الت مت ذرجل وأفلأو يرشبل FOXF1 عم لعافت ايلال روطو، خسنل مېظنت ثاأبأل بسانم ناطرسلأو، ةيئابل.

[ديزل فرع](#)

راي عمال	همي قل
جتنم الم سا	J- FOXF1 بروتين من عائلة السنينل يدا أ داضم مسج
رخاء اسماء/اتطالام	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXF1
فدهتسم ال جي ناكلا	ناسنل
نجل الفرع	27086
يعانم الدصتسم	(NP_116071.2) يرشبل FOXF1 من 550-677 ةني مأل صامألل قباطم لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم	بروتين
ة	ة السنينل يدا أ داضم الم اسأل
قبطتال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتال لعافتال	ذرجل، أفلأ، ناسنل
SWISS	Q9H334
ني توربلل يئي زجال نزل	نوتلاد وليك 75
نشل	ديرت سيك