

تاينقتل Foxp3 - ل داضم الة لسننل ديحولل داضم ال مسجل الة يميزنل الة سيقم ال، يعانم ال بي سرتل، بيرغل فاشنل الة Q9Bzs1 - الة يعانم ال

رصننل مقرر: CM0005107



ةمدقم

ل ب نرأل الة لسننل ديحولل داضم ال مسجل الة
هتحتص نم ققحتل م (Q9BZS1) FOXP3
ب سرتل، بيرغل فاشنل الة تاينقتل
عم الة يعانم الة يميزنل الة سيقم ال، يعانم ال
خسننل لماع فدهتسي؛ يرشب بلصت ملعافت
ةمظنم ال T ايلخ ومنل ساسأ ةكوشل سأل
ة يعانم ال نزاوتو.

ديزملل فرع

لماعل	ةمقو
جتنم ال مس	FOX P3 - ل ب نرأل الة لسننل ديحولل داضم ال مسجل
راعنسم مس / تاطحال مس	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOX P3
عونل	يرشب
م (يرشب ال) نجلل فرع	50943
نجلل فرع	50943
يعانم ال دصتسم ال	فلتؤم نيتورب
ردصم ال	ب نرأ
ةفل	ةل سسنل ةديحولل داضم ال ماسجل الة
قبطت ال	WB, IP, ELISA
بلصت ملعافت ال	يرشب
SWISS	Q9BZS1
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 47
جشال	جلت سيك