


Fsp1/S100A4 J- Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26447

رخصن عل مقرر: CM0002504



ةمدقم

S100A4 فدهتسي بنرأ نمةل س نل د و داضم ل- هت حص نمة قحت ل مت (FSP1) يرش بل ةعانم لاو، ةعانم لا ةعانم لاو، Western blot، بلاصت م لكش بلعاف تي. ELISA، و ةي س نل ةك و، لئاقن لا ةسار دل ي لاثم. ذرل لاو رأف لا عم ةتامت سال لاو، ايلال.

ذي زم لا فرع

لم اعلم	ةم ي ل
جت ن م لا مسا	FSP1/S100A4 Rabbit mAb
ةراعت سم ءام س/ات اطاح الم	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
عاون لا	ناسن
م ن ل فرم (ناسن)	6275
م ن ل فرم	6275
دضت سم لا	(P26447) يرش بل S100A4 م 2-101 ةي ن م ألام ألام عم قفاوتي فلؤم ني و رب
ردصم لا	بنرأ
ةفلا	ةل س نل د و داضم
ق ي بط لا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
بللاصت م لا لعا فت لا	ذرل، رأف، ناسن
SWISS	P26447
ن ي و رب لا ن و	12kDa
نلش لا	جلت سيك