

Elisa - Q96I24 و Wb لـ Fubp3 لـ لئاسنل ددعت م داضم

رصنع ال مقرر: CM0029252

مقدم

بنرألل ةدوجل الالاع لئاسنل ددعت م داضم مسج نيتورب نع فشك لل، ELISA و WB لـ FUBP3 دض ناسنل الال فعبنم الال رصنع الال طبر ضمحلل طبارل نيتوربال اذه موق ي دق. رألل او ريبعتل لطيشننن ةاونل الال ف ي وونل الميظنتن ثاابل ةمي ق ةادأ هل عجي امم، ينجل الال خسنل.

ديزمل الفرع

لماعم ال	ةمي قل
جتنم ال مس	FUBP3 Rabbit pAb
راعنسم مس/اتاطحال م	FBP3; FUBP3
عاونال	ناسنل
GeneID (ناسنل)	8939
GeneID	8939
دضنسم ال	NP_003925.1) يرشب ال FUBP3 م 65-260 ةنيمل الال ضامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتخي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةال	لئاسنل ددعت م داضم ماسجأ
قيبطل ال	WB, ELISA
عطاقت الال لعاقل	رأف، ناسنل
SWISS	Q96I24
نيتوربال نزو	62kDa
نحش ال	جلت سيك