

Fus نيٲٲورب ءض لآرأل نم ٲاليسننل ءءءم ءاضم مسآ Wb، Ihc-P، Ip، Elisa - P35637 ٲارابءآلل

مصنعل مقرر: CM0018980



ءمءقم

ءض لآرأل نم ٲاليسننل ءءءم ءاضم مسآ
WB، IHC-P، IP، ELISA في مءءسأل ءمءم FUS نيٲٲورب
رأفلاو ناسنل اعاونأ عم لعافاءي؛
FUS نيٲٲورب ىل لآءبب لمءءي. ءرآل
ضارمأل في بيبيرل يوونل ضمآب طءءرملا
ن.اٲرسلل او سيكنءل ءيبصعل

ءزملا فرعا

ءمءملا	ءمىلل
آءنملا مسا	FUS Rabbit pAb
ءراعتسملاء/سأل/ءاٲآل	TLS؛ ALS6؛ ETM4؛ FUS1؛ POMP75؛ altFUS؛ HNRNPP2؛ FUS
عونل	ناسنل
فرعم (ناسنل) فرعم	2521
فرعم	2521
يعانملا ءضءسملا	(NP_004951.1) يرشبب FUS نيٲٲورب 526 ىل 297 نم ءنمأل ضامآل عم قفاوءي لسل سءىل ع يوءآي فلءؤم آءامءنل نيٲٲورب
رءصملا	ب رآ
ءءل	ٲاليسننل ءءءم ءاضملا ماسآل
قبيٲءلل	WB، IHC-P، IP، ELISA
لءابءل لعافاءل	ءرآ، رأف، ناسنل
SWISS ءانايء ءءاق	P35637
نيٲٲورب نزو	نوءلء ولىك 53
آءشل	آلء سىك