


و Wb تاقىب طتل ل Fxr1 دض ةل س ن ال يداح أا داض م ال مسج ل Ip و If/Icc و Elisa - P51114

رصن عل مقرر: CM0009064



ةمدقم

Fxr1 دض ب نرأا ن م ةل س ن ال يداح أا داض م مسج فشكلي. ELISA و IF/ICC و IP و WB تاقىب طتل ل (نوتلاد وليك 70~) Fxr1 يلخادل ني تورب ل ن طبرج مانرب وه. ذرل او رأفلاو ناسن إا دل رارق تساو ةمجر مطن ي زوب يرلا يوونل محلل باصعأا نيوك تءانثأ لاسرمل انرلا ةي و نمل تانويحل نيوك توالضعل او.

ديزمل افرع

هم ل عمل	هم ي ال
ج ن م ال مس	FXR1 Rabbit mAb
ةراعت سمل ءامسأا / اطاح ال	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
ع و ن ال	ناسن إا
ن ج ال فرع م	8087
يعان م دض سمل	(P51114) يرش ب ال FXR1 ني تورب م 100 ل 1 ن م ةني مأل اضا مأل عم قفاوتي يعانص ديتبب
ردص ال	ب نرأا
ةفلا	ةل س ن ال يداح أا داض م ال مسج ل
قيبطت ال	WB, IP, IF/ICC, ELISA
لدابتم ال لعافت ال	ذرل ال، رأفلا، ناسن إا
SWISS	P51114
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 70
نحش ال	جلت سيك