


تاينق تـل Fxr/Nr1H4 دض يـبنرأ ةـلـسـنـلـا يـدـاـحـا دـاـضـم مـسـج Wb و Ihc-P و Elisa - Q96RI1

مصنوع الـمـقـر: CM0006924



ةـمـدـقـم

ةـدوـجـلـا يـلـاع يـبنـرأ ةـلـسـنـلـا يـدـاـحـا دـاـضـم مـسـج
مـت ،يـرـشـبـلـا Fxr/Nr1H4 نـيـتـوـرـب فـدـهـتـسـي
لـقـنـلـا تـاينـق تـل هـتـيـحـالـص نـم قـقـحـتـلـا
ةـيـجـيـسـنـلـا و (Western blot) يـبـرـغـلـا يـفـطـلـلـا
سـايقـو و (IHC-P) ةـجـزـاطـلـا عـطـاقـمـلـا يـلـع ةـيـعـانـمـلـا
(ELISA). مـيـزـنـإـلـا بـطـبـتـرمـلـا يـعـانـمـلـا جـسـكـأ تـلـا
نـاسـنـإـلـا تـانـيـع عـم عـطـاقـتـم لـكـشـب لـعـافـتـي
تـارـاشـإ ثـاـحـبـأ لـيـلـا ثـم . نـاذـجـلـا و نـارـئـفـلـا و
ضـارـمـأ لـا و ةـيـوـارـفـصـلـا ضـامـحـأ لـا تـالـبـقـتـسـم
ةـيـضـيـأ لـا .

ديـزـمـلـا فـرـعـا

رايـعـمـلـا	ةـمـيـقـلـا
جـتـنـمـلـا مـسـا	Fxr/Nr1H4 دض يـبنرأ ةـلـسـنـلـا يـدـاـحـا دـاـضـم مـسـج
هـلـيـدـب ءـامـسـا / تـاطـحـالـم	BAR; Fxr; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; Fxr/Nr1H4
عـونـلـا	يـرـشـب
مـنـاسـنـإـلـا (نـاسـنـإـلـا) فـرـعـم	9971
نـيـجـلـا فـرـعـم	9971
يـعـانـمـلـا دضـتـسـمـلـا	Fxr/Nr1H4 يـرـشـبـلـا (NP_001193922.1) نـيـتـوـرـبـلـا 230 يـلـا 1 نـم ةـيـنـيـمـأ لـا ضـامـحـأ لـا لـسـلـسـتـلـا يـلـع يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـوـرـب
رـدصـمـلـا	بـنـرأ
ةـئـفـلـا	ةـلـسـنـلـا يـدـاـحـا ةـدـاـضـمـلـا مـاسـجـأ لـا
تـاقـيـبـطـلـا	WB, IHC-P, ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	ذـج ،رأف ،نـاسـنـإ
تـانـايـب ةـدـعـاق SWISS	Q96RI1
نـيـتـوـرـبـلـا نـزـو	نـوتـلـاد وـلـيـك 56 / نـوتـلـاد وـلـيـك 55 / نـوتـلـاد وـلـيـك 54 / نـوتـلـاد وـلـيـك 48
نـحـشـلـا ةـقـيـرـط	جـلـتـسـيـك