


## ج. ب. ن. ر. أ. ل. ن. و. ل. ك. ي. ل. و. ب. G6Pc داضم

ر. ص. ن. ع. ل. م. ق. ر. : CM0019767



### ةم دق م

ة د ح و ل ا (G6PC دض ب. ن. ر. أ. ل. ن. و. ل. ك. ي. ل. و. ب. داضم م ت. 1) ز ي ت ا ف س و ف - 6 - ز و ك و ل ج ل ل ة ز ف ح م ل ا E L I S A و W B ت ا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ا ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ي . ن و ك ت و ، ن ي ج و ك ي ل ج ل ل ل ح ت ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ن ي ج و ك ي ل ج ل ل ن ي ز خ ت ض ر م و ، ز و ك و ل ج ل ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                       | ة م ي ق ل ا                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ج ت ن م ل ا م س ا                   | G6PC Rabbit pAb                   |
| ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م | G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase   |
| ع ا و ن أ ل ا                       | ن ا س ن ا                         |
| م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م     | 2538                              |
| ن ي ج ل ا ف ر ع م                   | 2538                              |
| د ص ت س م ل ا                       | ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب             |
| ر د ص م ل ا                         | ب ن ر أ                           |
| ة ف ل ا                             | ة ل ل ا ن و ل ك ي ل و ب د ا د ص ا |
| ق ي ب ط ت ل ا                       | W B , E L I S A                   |
| ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا       | ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا         |
| SWISS                               | P35575                            |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و               | 40kDa                             |
| ن ح ش ل ا                           | ج ل ت س ي ك                       |