


نتائج الاختبار: Elisa - P17931 و Fc و Ip و If/Icc و Wb تاقى ببطء لـ 3/Lgals3

CM0008421: رصنعلا مقر



ةمدقم

دض بنارألانم ةليسنلن ايداحأ داضم مسج
مت، يرشبل Galectin-3/LGALS3 ني توربل
و WB تاقى بطلل هتي حالص نم ققحتل
3 ني تكلال فشكل، ELISA و FC و IP و IF/ICC
تاي لمعل ةساردل بسانم. يرأفل او يرشبل
، تاباهتلالو ، تاني تكللال اهطسوتت تي
ل. اناطرسلل ثا بأو

ديزمل فرعا

معلومات	الاسم
تسمية	Galectin 3/LGALS3
أسماء أخرى / تباين الجينات	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
نوع	بروتين
(عدد النسخ)	3958
إحداثيات الترميز	بروتين Galectin 3/LGALS3 يتكون من 250 إلى 1 حمض أميني، مع وجود بروتين NP_002297.2
النسبة المئوية	بنية
الوظيفة	هذه البروتينات هي جزيئات الالتصاق
التفاعلات	WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA
المصادر	يرش، يرش
SWISS	P17931
تنظيم التعبير	تعبير في 26 نسيجاً
النسب	جزيء