


## Wb, J- B نمرال نمل سلسل اى اءا 3/Lgals3 نى كلال اءا ءا ءا Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17931

مقر: CM0005590 رصن عل



### مءمءم

ءوءل ال ال اع ءل سلسل اى اءا ءا ءا م سء  
ققءل مء ب نرل نمل 3/LGALS3 نى كلال  
ل اعافى. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ل هءم  
ءرل او، رل او، ناسنل عم لءا بءم لكش ب  
طسوءم ال ال ءل قاصءل ءسارءل ال لاءم  
ن. اطرسل او، باءل او، نى كلال

### ءىزم ال فرعا

| لم اعلم            | همل                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ءنمءم ساء          | Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb                                                                                 |
| راعءسم ساء/اءا طءا | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3                                              |
| عاونل              | ناسنل                                                                                                        |
| GeneID (ناسنل)     | 3958                                                                                                         |
| GeneID             | 3958                                                                                                         |
| ءصءسم ال           | (P17931) 3/LGALS3 رشبب نى كلال نمل 100-200 ءى نى مأل اءا ءا لسل سء عم قفاوءى عان طصا ءى بءب (عان طصا ءى بءب) |
| رءصم ال            | ب نرل                                                                                                        |
| ءءل                | ءل سلسل اى اءا ءا ءا م ساء                                                                                   |
| قى بءل             | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| عطاوءم ال اعافى    | ءرل او، رل او، ناسنل                                                                                         |
| SWISS              | P17931                                                                                                       |
| نى ءورب ال نرل     | 26kDa                                                                                                        |
| ءءل                | ءل سىء                                                                                                       |