


Wb، If-P، Elisa ج ل ب ن ر أ ل ا ن و ل ك ي ل و ب 4/Lgals4 ن ي ت ك ل ل ا غ د ا ض م - P56470

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0021987



ة م د ق م

4-ن ي ت ك ل ل ا غ د ض ب ن ر أ ل ا ن م ل ا ن و ل ك ي ل و ب د ا ض م و WB، IF-P، ج ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ش ب ل ا ر أ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي . ELISA. ن ي ت ك ي ل ل ف ئ ا ط و ة س ا ر د ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و ت ا ل ص و ل ا ا ي ج و ل و ي ب و ز و ت ك ا ل ج ل ل ط ب ا ر ل ا ة ق ص ا ل ل .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Galectin 4/LGALS4 Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3960
د ص ت س م ل ا	4-ن ي ت ك ل ل ا غ ن م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_006140.1) LGALS4 ي ر ش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ف ئ ا ل ا	ة ي ل ا ن و ل ك ي ل و ب ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF-P، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P56470
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	36kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك