

مادختس ال Galnt2 ج داضم ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم مسج ف Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - Q10471

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0027567



ة مدقم

ة د و ج ل ا ي ل ا ع ة ل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم مسج
ي ر ش ب ل GALNT2 (GalNAc-T2)،
ف Wb و IHC-P و IF/ICC ف مادختس ال ه ن م ق ق ح ت م
ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م أ ي ل د ا ب ت ل ع ا ف ت ي .
ة ز ك ل ل غ ل - O ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	GALNT2 (pAb) ة ل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم مسج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ط ا ح ا ل م	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	2590
م ن ي ج ل ا ف ر ع م	2590
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	(NP_004472.1) ي ر ش ب ل GALNT2 م 571 ل 442 م ة ن ي ن م أ ل ا ض ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ددعت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن ل ا
SWISS	Q10471
م ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 65
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك