

و If و Wb قرطال Gap43 دض ةلېسنل ايداحأال داضم الم سجال Elisa - P17677

رصنع الم مقرر: CM0002459

ةمدقم

دض بنرأال نم ةلېسنل ايداحأال داضم مسج
طبترم الم ني تورب) يرشب الم GAP43 ني تورب
خطلت لل صصخم (B-50، pp46، 43، ومنلاب
ELISA؛ و ةي رول فل ةعانم الم، يعانم الم يبرغل
ذجل او رأف الم عمًا عطاقت مًا لعافت لعافت

ديزم الم فرع

راي عم الم	ةم ي ق الم
جتنم الم مسا	GAP43 Rabbit mAb
راعتسم مسا / تاطحال م	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
عون الم	يرشب
رشب لل) ني جل فرع م	2596
ني جل فرع م	2596
يعانم الم دضتسم الم	(P17677) يرشب الم GAP43 ني تورب نم 139-238 ةني مأل اضا مأل نم ض لس لسست عم قباطتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردص الم	بنرأ
ةف الم	ةلېسنل ايداحأال داضم الم ماسجال
قي بط الم	WB, IF-F, IF-P, ELISA
عطاقت الم لعافت الم	ذجل، رأف، يرشب
SWISS	P17677
ني تورب الم نرو	نوتلاد وليك 25
حنش الم	جلت سيك