

Wb، If/Icc، Elisa - P17677 جـ بـ نـ رـ أـ يـ نـ وـ لـ كـ يـ لـ وـ بـ Gap43 داضم رمز المنتج: CM0028345

مقدم

م ت ي ر ش ب GAP43 دض ب ن ر أ ي ن و ل ك ي ل و ب داضم
ELISA، و WB، IF/ICC، ل هت حص نم ق قحت ل
ربغ (25 kDa) GAP43/neuromodulin فشكي
مولع لثا حب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل و ، ر أ ف ل ، ن ا س ن إ ل
ة ، ك ب ش م ل ا ة ن و ر م ل ، ر و ح م ل و م ن ل و ح ة ي ب ص ع ل
ي ب ص ع ل ر و ط ت ل و

ديزمال فرع

ل م ا م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	GAP43 Rabbit pAb
را ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
ع و ن ل	ن ا س ن
GeneID (ن ا س ن)	2596
GeneID	2596
د ض ت س م ل	(NP_002036.1) ي ر ش ب ل GAP43 م 1-238 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ل	ة ي ن و ل ك ي ل و ب ة د ا ض م م ا س ج أ
ق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن
SWISS	P17677
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	25kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك