

Gata3 J- Wb, If, Fc - P23771

رخصن عل مقر : CM0006021



ةمدقم

م ت GATA3 دض بنرألل ةللسننل دىحو داضم و (لخاد) WB, IF/ICC, IF-P, FC ل- ه ن م ققحتل تانيع يف يلخادل GATA3 فشتك. ELISA. وليك 48 غلبى عقوتم قاطن م ح عم ،ناسنإل ةئئاتل ايلخل زيامت ثاحبأل يلاثم .نوتلاد ةيعانملا ةباجتسالو

دىزملا فرع

لماعملا	ةمىقلا
جتنملا مسا	GATA3 Rabbit mAb
راغتسم مس/اتاطحال	HDR; HDRS
عونلا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	2625
GeneID	2625
دصتسملا	(NP_001002295.1) يرشبال GATA3 م 1-200 ةنيمأل صامأل عم قفاوتى لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةللسننل ةدىحو دادصأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ناسنإ
SWISS	P23771
نيتوربال نزو	48 kDa
نحشلا	جلت سيك