

Polymab® J- Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772 بـ نرأ ل انول كـ يلوب Gata3-داضم

رصنع ال مقرر: CM0009454



ةمدقم

نم ةصلختسم ةليسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ م ت. GATA3 (UniProt P23772) فدهتست بـ نرأ جـ WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, CHIP, ELISA. فشتكت GATA3 يرش بـ ل، زيامت ثاحبأل ةيلاثم. يذرجل او، يرأفل او Th2. و ةيئاتل ايالخل

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقيل
جتنم الم سـا	Gata3 بـ نرأ ل انول كـ يلوب PolymAb®
ةراعتسم ءاسا/اتاطحال م	jal; Gata-3
عونل	رأف
يـش بـ (يـش بـ) فرعم	2625
يـش بـ فرعم	14462
دضتسم لـا	GATA3 NP_032117.1 يرأفل نم 135-258 ةينيمأل اضمأال عم قفاوتي لسلسلتي لعيوتحي صلختسم يجامدن نيـش بـ
ردصم لـا	بـ نرأ
ةفـا	ةليسننل ةيداحأ ةداضم ماسجأ
قـيـطـلـا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, CHIP, ELISA
عطاقم لـا عافـلـا	ذـج، رـأف، نـاسـنـا
SWISS	P23772
نيـش بـ لـا نـو	48 kDa
نـشـلـا	جـلـت سـيـك