

Polymab® بـ Gldc داضم جـ Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P23378

رصنع ل مقرر: CM0009874



ةمدقم

متءادال يلاع Polymab® بـ GLDC داضم جـ WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. فدهتسي. ذرغالو رافالو ناسنإل عم لعافت ي، رردنو كوتيم ل، نيسيلجل نيجوردبه عزان، يئاذغل لي ثمت ل اسار دل.

ديزم ل فرع

لماع ل	ةم ي ل
جتنم ل م سا	GLDC بـ Polymab®
راع تسم م س/اتاطح الم	GCE; GCSP; HYGN1
عاون ل	ناسن
نيج ل فرع م	2731
دصتسم ل	(NP_000161.2) يرش بـ GLDC م 580-749 نيسنإل اصامحأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ل داغم يجامدنا ني تورب
ردص ل	بـ
ةف ل	ةل س ن ل ة د ا ح ة د ا ض م م ا س ج
ق ي ب ط ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقت ل لعافت ل	ذر، راف، ناسن
SWISS	P23378
نيتورب ل نزو	113kDa
نحش ل	جلت سيك