


Wb، تاقى ببطت ل Gli3- ج داضم ةل س ن ل ددعت م داضم مسج If/Icc، Ihc-P، Elisa - P10071

مصنع ال مقرر: CM0016296



مقدم

دض بنرأل نم ةل س ن ل ددعت م داضم مسج
هتخص نم ققحتل مت، يرشب ل Gli3 نيتورب
لعافتى. ELISA و IHC-P و IF/ICC و WB تاقى ببطت ل
راسم ةساردل بسانم. ناذرل او نارئفل عم
(hedgehog signaling) ذفنقل تاراشإ
ومنل ايجولويبو.

ديزم الفرع

هم ل عمل	هم ي ل
جتنم الم سا	GLI3 Rabbit pAb
هليدب ءامس/اتطاحالم	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
عاونال	يرشب
مجي ل فرع م	2737
مجي ل فرع م	2737
دضتسم ل	(NP_000159.3) يرشب ل Gli3 نيتورب نم 681-788 ةني مأل اضا مأل نمض لس لس ت عم قفاوتى يعانطصا ديتبب
ردصم ل	بنرأ
ةفلا	هلي س ن ل ددعت م داضم ماسجأ
قبطط ل	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
لدابت ل لعافت ل	ذرج، رأف، يرشب
SWISS	P10071
نيتورب ل نزو	نوتلاد وليك 170
نحش ل	جلت سيك