


ج- داضم ال ي بنرأ ةل يسننل ي داحأ ال داضم ال مسجل Glut3/Slc2A3 تاي نقتل Wb، Ip، Elisa - P11169

رصننعل مقرر: CM0008474



ةمدقم

ةدوجل ال يل اع ي بنرأ ةل يسننل ي داحأ داضم مسجل
هتحتص نم ققحتل مت GLUT3/SLC2A3 ج- داضم
داضم ال مسجل فرعتي WB، IP، ELISA. تاي نقتل
ةذجل او ةيرأفل او ةيرشب ال عاونأ ال عل
GLUT3 رسيمل زوكولجل لقان فدهتسي
نوتلاد وليك 54 غلبي ةيئيزج نزوب (P11169).

ديزم ال فرعا

راي عم ال	همي قل
جتنم ال مس	GLUT3/SLC2A3 Rabbit mAb
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
عون ال	يرشب
نيج ال فرعم	6515
نيج ال فرعم	6515
يعانم ال دضتسم ال	(P11169) يرشب ال GLUT3/SLC2A3 نيتوربل 100 لى 1 نم ةينم ال اضاام ال نمض لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصم ال	بنرأ
فينصت ال	ةل يسننل ي داحأ ال داضم ال ماسجل ال
قبططت ال	WB، IP، ELISA
لدابت ال لعافت ال	ذج، رأف، يرشب
SWISS	P11169
نيتوربل ال نزو	نوتلاد وليك 54
نحش ال	يجلث سيك