

Anti-Golgin-45 (Blzf1) - ةل يس نل ددع م داض م سح

Elisa - Q9H2G9 و If/Icc و Wb تاق يبط تل

رصنع ال مقرر: CM0030613

ةمدقم

golgin-45 فدهت سي ةل يس نل ددع م داض م سح (BLZF1)، تاق يبط تل هت حص نم ققحت لا مت، رش بل عم لعافت ي؛ ELISA و IF/ICC و WB نم لقن لاو يجل و زاه لك يهل يرورض. نارئ فل او يلا ثم، يجل و ل ةل مزال ب و دن ةل بشل ال ةل لل ال ايج و لوي ب ثا ب أل.

ديزم ال فرع

ةمد ل م ال	ةم ي ل
حت نم ال م سا	BLZF1 Rabbit pAb
ةل يدب ءام س/ا تاطح ال م	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
ع او ن ال	ناسن ال
م (ناسن ال) نجل ال فرع م	8548
نجل ال فرع م	8548
دصت س م ال	BLZF1 (NP_003657.1) يرش بل 1-400 ةل ين م ال ضا م ال عم قفاوت ي لس لسرت ي ل ع يوتحي بي كرت ال داعم ي م دن ني تورب
ردص م ال	ب ن ر أ
ةل ف ال	ةل يس نل ددع م داض م م اس ح أ
ق ي ب ط تل ال	WB, IF/ICC, ELISA
لد اب ت م ال لع اف ت ال	ر أ ف ل، ن اس ن ال
SWISS	Q9H2G9
ن تورب ال ن زو	ن و ت ال اد و لي ك 45
ن ح ش ال	ج ل ث س ي ك