

رابط خال Golph4 - داضم الة لى سننلا ديحول داضم الة مسجل Wb و Elisa - 000461

رخصن الة مقرر: CM0003766

ةمدقم

يبنرأ الة لى سننلا ديحول داضم الة مسجل اذه
نع ديحول الة هجو لى فشكل ديحول الة
تاني الة في (GOLPH4 (GPP130 ني تورب
مادختس الة هتخص نم ققحت الة مت. ةريش الة
وهو ELISA رابط خاو (WB) نرتسي وة خطل في
ة لى خادل تامي سجل نم لقن الة سار دل يلاثم
يحول زاه لى.

ديزمل افرع

ةمدقم الة	ةمدقم الة
جتنم الة مس	GOLPH4 دض يبنرأ الة لى سننلا ديحول داضم مسج
ةراعستسم ءامسأ / تاطحال م	P138; GIMPC; GOLPH4; GPP130
عون الة	رشب
م (رشب لل) نجل افرع م	27333
يغانم الة طيشنم الة	(000461) يرشب الة GOLPH4 ني تورب نم 1-100 ةني مأل اضا مأل نمض لس لسست عم قفاوت ييغانطصا ديحب ييغانطصا ديحب
ردصم الة	بنرأ
ةفف الة	ة لى سننلا ديحول داضم الة مسجل
قيبطت الة	WB, ELISA
لدابتم الة لعافت الة	رشب
قوانا يي بة دقا	000461
ني تورب الة نرو	نوتلاد وليك 82
نحش الة	جلت سيك