

- J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Gpld1 J- لئاسنل ددعت م داضم P80108

رصنع ال مقرر: CM0025351

مقدم

ل- ه ن م ققحت ال م ت GPLD1 J- pAb بنراً داضم WB, IHC-P, IF/ICC, و ELISA. فشكي يرش ب ال GPI ب صا ال D زابي لوفسوف GPI ضي أ شاحب أل يلاثم .يذجل او يرافل او تاراشل او بّسرمل

ديزمل فرعا

لماعم ال	ه ي ق ل
ج ن م ال م سا	GPLD1 Rabbit pAb
راع ت س م س/ا ت ا ط ح ال م	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
ع ا و ا ل	ناسن
GeneID (ناسن)	2822
GeneID	2822
دض ت س م ال	GPLD1 (NP_001494.2) يرش ب ال GPLD1 م 24-160 ن م قفاوت ي ل س ل س ت ي ل ع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدنا ني تورب
ردص م ال	بنراً
ه ئ ف ل	لئاسنل ددعت م داضم ماسجأ
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ع ا ف ت ال	ذج , راف , ناسن
SWISS	P80108
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	92kDa
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك