


Anti-Gpt2 J- Wb - Q8Td30 رافل ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م س ج

رقص ن ع ل ا م ق ر : CM0007258



ة م د ق م

ن ي ن ا ل ا د ص ر ا ف ل ل ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م س ج م ت ، (GPT2/ALT2) ي ر ش ب ل ا 2 ز ا ر ي ف س ن ا ر ت و ن ي م ا ة ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا) ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب د ص ه ج ا ت ن ا و Western blot ل ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت . (358-456) ن ا س ن ا ل ا ع م ع ط ا ق ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي و ، ELISA ل ي ث م ت ل ا ث ا ح ب ا ل ب س ا ن م . ذ ر ج ل ا و ر ا ف ل ا و ي ا ذ غ ل ا .

ديزملل فرعا

راي عم ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	GPT2 Mouse mAb
ي ر ا ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	ALT2; GPT 2; MRT49; NEDSPM; GPT2
ي ح ل ا ن ا ك ل ا	ن ا س ن ا ل ا
م (ن ا س ن ا ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	84706
ن ي ج ل ا ف ر ع م	84706
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا GPT2 م 358 - 456 ن ي ن ي م ا ل ا ض ا م ا ل ا ن م ص ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ا ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب . (Q8TD30)
ر د ص م ل ا	ر ا ف ل ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر ا ف ل ا ، ن ا س ن ا ل ا
SWISS	Q8TD30
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	58 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك