


عطساوب ققحتلا مت [بنرألا نم ةلېسنلا يداحأ Gsk3A داضم Ko] J- Wb, Ip, Elisa - P49840

مصنع ال مقمر: CM0002880



عمقم

مت GSK3α دض بنرألا نم ةلېسنلا يداحأ داضم
يبرغل لحنم لل KO عطساوب هنم ققحتلا
ELISA، و (IP) ةيعانملا ةعانملا و (Western blot)،
ثاحبأل. ذرللاو، رافلاو، ناسنلا عم لعافت
زوكولجل لئاذغل لئثمتلاو، Wnt تاراشإ
رمياهزلا ضرمو.

ديزملا فرع

لماعلا	عمقلا
جتنملا مس	بنرألا نم GSK3α mAb [KO عطساوب ققحتلا مت]
راعستم مس/اتاطحالا م	GSK3 alpha; GSK3A; 3α
عاونالا	ناسن
نيجلا فرع م	2931
نيجلا فرع م	2931
دضتسملا	(P49840) يرشبلا GSK3α نم 1-100 ةنيماألا ضامألا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب.
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنلا يداحأ داضم
قبطتلا	WB, IP, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذرللاو، راف، ناسن
SWISS	P49840
نيتوربلا نزو	51kDa
نحشلا	جلت سيك