


Gtf2B ج. ةداضم ل ب نارأل ةل س ن ل ة ي دا ح ةداضم ل م اس ج أل JL- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00403

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0022791



ة م د ق م

ة د و ج ل ل ع ب ن ا ر أ ل لئ اس ن ل د د ع ت م د ا ض م م س ج
JL- WB, ة ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت GTF2B ج. د ا ض م
IHC-P, IF/ICC, ELISA. ع م ل ع ا ف ت ي
ء د ب ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ي ذ ر ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل
ص. خ ش ت ل ا ت ا ص و ح ف ر ي و ط ت و ي ن ي ج ل خ س ن ل

د ي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت م ن م س ا	GTF2B Rabbit pAb
ل ي د ب م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	TF2B; TFIIB; GTF2B
ع و ن ل	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ي ج ل ف ر ع م	2959
ن ي ج ل ف ر ع م	2959
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل	GTF2B (NP_001505.1) م 154 ل 40 ن م ي ن ي م أ ل ا ض ا ح أ ل ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ا	لئ اس ن ل ة د د ع ت م ة د ا ض م ل م اس ج أل
ق ي ب ط ت ل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ع ا ف ت ل	ذ ج , ر أ ف , ي ر ش ب
SWISS	Q00403
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 35
ح ش ل	ج ل ت س ي ك