

Elisa - Q92664 و Gtf3A جـ لئاسنل ددعتم داضم

ررضنعلال مقر: CM0028898

ةمدقم

دض بنراً نم ةدوجل اللع لئاسنل ددعتم داضم ققحتل مت (IIIA) خسنل لاماع) يرشبل GTF3A بيبرغل اللعانم لل بي سرتل ةقيرطل هنم تاساردلل يرورض. ELISA و (Western blot) نيوكتو 5S rRNA ني ج خسنل ةقللعتمل تاموسوبلل.

ديزملال فرعا

لماعمل	ةمقل
جت نمل مس	GTF3A Rabbit pAb
راع تس م س/ات اطحال م	AP2; TFIIIA; GTF3A
عونل	ناسن
GeneID	2971
دضت سمل	(NP_002088.2) يرشبل GTF3A نم 1-100 ةني مأل اضا مأل ل خاد لس لس ت عم قفاوتي يعانص ديتب
ردصم	بنراً
ةفلا	لئاسنل ددعتم داضا
قبطتل	WB, ELISA
عطاقم لالعافتل	ناسن
SWISS	Q92664
ني توربل نزو	42kDa
نشل	جلت سيك