

و (Wb) يبرغل ليجرتل Gucy2D دض لئاسنل ددعتم داضم Elisa - Q02846

رصنعال مقرر: CM0028332

ةمدقم

دض بنراً نمدوجل يلاع لئاسنل ددعتم داضم
(GUCY2D) 1 ةيكبشلل زيلكيس تاليناوغ
(Western blot) يبرغل ليجرتل تاقيبطل بسانم
ELISA و (ELISA) تانيع عمّ اعطاقتمّ العافت رهظي
ةيؤرلا تاسارد معددي. ناذجلالو نارئفالو رشبلل
يئوضلل للاقتنالو

ديزمل فرعا

لماعمل	تافصاومل
جتنملا مسا	GUCY2D Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ/تاطحال م	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1I; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
عاونال	Human
م (يرشب) نيجل فرعم	3000
نيجل فرعم	3000
دضتسملا	(NP_000171.1) يرشبلل GUCY2D نم 52-350 ةينيملال ضامحال عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدنل نيئورب
ردصملا	Rabbit
ةئفل	Polyclonal Antibodies
قيبطلل	WB, ELISA
عطاقتمل لعافتلا	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q02846
نيئوربلل نرو	120kDa
نحشلا	Ice bag