

خيطلت لل Hapln1 - داضم الة لىسننل ديحو ال داضم ال مسجل ال (Elisa) - P10915 ةيميزنإل ةيعانم ال ةسواقم ال و (Wb) بربغ ال مقر: CM0004258 رصنن ال

ةمدقم

هعيمجت داعم بنرأ ةلىسننل ديحو داضم مسج وهو، يرشب ال HAPLN1 ني تورب فدهتسي وليك 40 ئيئىنجل هنزو يفورضغ طباب ني تورب خيطلت لل هتحيال ص نم ققحتل مت. نوتلاد ةيعانم ال ةسواقم ال و (Western blot) بربغ ال رآف ال عم لدابت م لعافت هلو، (ELISA) ةيميزنإل يولخل جراخ سرطم ال ثاحبأل يلاثم. ذجل او

ديزملا فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جتنم ال مس	HAPLN1 Rabbit mAb
راعتسم مس / تاطحال م	CRT1; CRTL1; HAPLN1
عون ال	يرشب
م (رشب لل) نجل فرعم	1404
نجل فرعم	1404
يعانم ال دصتسم ال	(P10915) يرشب ال HAPLN1 - 354 لى 250 نم ةينمأل اصامأل لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانم اصا ديتب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةلىسننل ةديحو ةداضم ال ماسحال
قبطت ال	WB, ELISA
لدابت ال لعافت ال	دج، رآف، يرشب
SWISS تاناي ب ةدعاق	P10915
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 40
نشل ال	جلت سيك