


Wb, J- B نمر ةل س ن ال ي د ا ح أ (Hp) ن ي ب و ل غ و ت ب ا ه ل ا د ا ض م If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0004989



ة م د ق م

ن م ة د و ج ال ي ل ا ع ة ل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
م ت ، (HP) ن ا س ن ال ن ي ب و ل غ و ت ب ا ه د ص ب ن ر ال
ELISA، و IF-P، WB، J- ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ال
ن و ت ل ا د و ل ي ك ~45 د ن ع ف د ه ل ا ف ش ت ك ي
ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي
ر و ط ل ا ع ب ا ج ت س ا و ، م د ل ل ا ل ح ن ا ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م
ء ا ع م أ ل ا ة ي ذ ا ف ن و ، د ا ح ا ل

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ر ال ن م ة ل س ن ال ي د ا ح أ د ا ض م م س ج (HP) ن ي ب و ل غ و ت ب ا ه
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; (HP) ن ي ب و ل غ و ت ب ا ه
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	3240
GeneID	3240
د ص ت س م ل ا	(P00738) (HP) ن ا س ن ال ن ي ب و ل غ و ت ب ا ه ن م 307-406 ة ي ن م أ ل ا ص ا م أ ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ه ل س ن ال ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P00738
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	45kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك