


## Anti-Hb-Egf J- Wb و Elisa - دض بنرألل ةلېسننل ايداحأ داضم Q99075

ررضنعل مقرر: CM0002392



### ةمدقم

HB-EGF فدهتسري بنرألل ةلېسننل ايداحأ داضم بيسررلل اياقيبطتل (DTR، HEGFL) يرشبلل م. ت. ELISA و (Western blot) يبرغلل ايعانملل نارئفلل ورشبلل اناي عي ف هتخص نم ققحتلل ومنلل لامع تاساردل يلاثم. ناذرلل وريثانخلل لبقتسمو

ديزملل فرعا

| لماعمل              | ةمقلا                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| جتنملا مسا          | HB-EGF Rabbit mAb                                                                 |
| راعسم مسا/اتاطحال م | DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF                                                     |
| عاونلا              | ناسنإ                                                                             |
| GeneID (ناسنإ)      | 1839                                                                              |
| دصتسملا             | (Q99075) يرشبلل HB-EGF نم 50-150 ةنيملال ضامحال لخد لسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب |
| ردصملا              | بنرا                                                                              |
| ةئفلا               | ةلېسننل ايداحأ داضم                                                               |
| قيبطتل              | WB, ELISA                                                                         |
| عطاقملا لعافتلا     | درج، راف، ناسنإ                                                                   |
| SWISS               | Q99075                                                                            |
| نيوربلا نزو         | 23kDa                                                                             |
| نحشلا               | جلت سيك                                                                           |