


Hba2 J-L Wb, If-P, Elisa - P69905

مصنوع: CM0029207



مقدم

HBA2 مصنوع بـ أنزيم خاص من السائل الدموي الذي يتم استخدامه في WB و IF-P و فدهتسي. ذرجل أو رأفل أو ناسن إل دن ELISA لقن ثاحبأل ني بولج ومي هلا نم افلا ةحوللا ني جسكأل.

ديزل الفرع

معلومات	معلومات
جسم المصنوع	HBA2 Rabbit pAb
معلومات المصنوع / معلومات المصنوع	HBH; ECYT7; HBA-T2; HBA2
معلومات	ناسن إل
ناسن إل (ناسن إل) فرع	3040
نيج إل فرع	3040
معلومات المصنوع	فدتؤم ني تورب
مصنوع	بـ
معلومات	خاص من السائل الدموي
معلومات	WB, IF-P, ELISA
معلومات المصنوع	ذرجل، رأفل، ناسن إل
SWISS	P69905
نيج إل فرع	نوتلاد وليك 15
معلومات	جلت سيك