

JL- Hdac11 Wb, Elisa - Q96Db2

رقم المنتج: CM0004123

معلومات

فدته سي بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
م ا د خ ت س ا ل ل ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، ي ر ش ب ل ا H D A C 1 1
رأ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي . E L I S A و W B
ب ق ا ع ت م ل ا ق ل خ ت ل ا ث ا ح ب أ ل ة س ا س أ ة ا د أ . ذ ر ج ل ا و
م ي ط ن ت ل ا ت ا س ا ر د و ، ن ي ت ا م و ر ك ل ل ل ي ك ش ت ة د ا ع إ و
ي خ س ن ل ا .

ديزمال فرع

رأي عم ل	ت ا ف ص ا و م ل
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ر أ ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج H D A C 1 1
ر خ آ م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	H D 1 1
ف د ه ت س م ل ي ح ل ن ا ك ل ل	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ج ل ا ف ر ع م	79885
ن ج ل ا ف ر ع م	79885
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل ا	ب ن ر أ ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج H D A C 1 1 (N P _ 0 7 9 1 0 3 . 2) ي ر ش ب ل ا
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ق ي ب ط ت ل ا	W B , E L I S A
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ف ل ا ، ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q96DB2
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	39 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك