


ج داهم ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج J- Hdac2 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q92769

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006601



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج
(2 ز ا ل ي ت س ي د ن و ت س ي ه) ي ر ش ب ل HDAC2.
ChIP, و WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ج ل ب س ا ن م
ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م. ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا ع م ل ع ا ف ت ي
ن ي ت ا م و ر ك ل ل ا و ب ق ا ع ت م ل ا ق ل خ ت ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج HDAC2
ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ن ج ل ا ف ر ع م	3066
ي ع ا ن م ل ا د ص ت م ل ا	(Q92769) ي ر ش ب ل HDAC2 ن م 389-488 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م م س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
ك ر ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج , ر أ ف , ي ر ش ب
SWISS	Q92769
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 55
ج ش ل ا	ج ل ت س ي ك