

Wb) يبرغل ليجرتلل ةليسنل ددعتم بنرأل Hel308 داضم Elisa - Q8Tdg4 و

مقرر: CM0015364

ةمدقم

ةنوزلح دض بنرأل نم ةليسنل ددعتم داضم
Western blot) يبرغل ليجرتلل ةليسنل ددعتم داضم
ELISA. ةينقتو (blot
رسكت حالصإ تاساردل يلاثم. ذرغالو رأفل
طبرلاو، ةلسلسل جودزمل يوونل ضمحل
(microhomology-mediated end-joining) قيقدل لثامتلاب طسوتمل
RAD51. راسمو،

ديزمل فرعا

رايعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	HEL308 Rabbit pAb
راعتسم مسا/تاطحالام	HEL308
عاونال	ناسن
نيجال فرع	113510
نيجال فرع	113510
دصتسملا	HEL308 (NP_598375.3) يربل 1-270 نم ةينمأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتل داعم يجامدن نيوتوب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسنل ددعتم داضم
قيبطتل	WB, ELISA
بلصتلمل عافتلا	درج، راف، ناسن
SWISS	Q8TDG4
نيتوبل نزو	124kDa
نحشلا	جلت سيك