

J- Hif1B/Arnt J- ةداضم ال ةليسن ال ةدعت م ةداضم ال ماسجأل Wb و Elisa - P27540

رصنع ال مقرر: CM0015920



ةمدقم

نيتورب دض يبنرأ ةليسن ال ددعت م داضم مسج تاقيبطتل بسانم ،يرشب ال HIF1β/ARNT ELISA و (Western blot) يرغل يعاقف ال لقنل ةساردل يلاثم .رأفل او ناسنإل عم لعافت ي ةجراخل داومل تاراشإو ةجسكأل صقن تاراسم ةيويحل.

ديزم ال فرع

ةم لعم ال	ةم يول
جت نمل م سا	HIF1β/ARNT Rabbit pAb
ليدب م سا / تاطحال م	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
عون ال	ناسنإ
نيج ال فرع م	405
نيج ال فرع م	405
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال HIF1β/ARNT نيتوربل 485 إى 420 نم ةيئمأل اضا مأل لخد لسلسلست عم قفاوتي يعانطاصا ديتبب (NP_001659.1)
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةليسن ال ةدعت م ةداضم ال ماسجأل
قيبطتل ال	WB, ELISA
لدابت ال لعافت ال	رأف ،ناسنإ
SWISS	P27540
نيتوربل ال نزو	نوتلاد وليك 87
نحش ال	جلت سيك