

تاقىب بطتل HigD1A دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سرج Wb و Ihc-P و If/Icc و Elisa - Q9Y241

رصنعلا مقرر: CM0016400



ةمدقم

دض بنرألل ةلئسنل ددعت م داض م سرج م ت (HIG1, RCF1a) يرشب ال HIGD1A نيتورب و IHC-P و WB تاقىب بطتل هتحص نم ققحتل ال ةيعرفل ةدحول فدهتسي. ELISA و IF/ICC ي ف كراشم ال ايردنوكوتيملل ع بارل بك رملل صقن تاساردل بسانم. سفتنل ةلسلس ايردنوكوتيملل او ةجسكأل.

ديزملل فرع

هم لعملا	هم يلا
جتنملا مسا	HIGD1A Rabbit pAb
ةلئدب ءامسأ/تاطحال م	HIG1; RCF1a; HIGD1A
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجلل فرع م	25994
نجلل فرع م	25994
دصتسملا	يرشب ال HIGD1A نيتورب نم 1-93 ةلئسنل صامأل نمض لسلسل ع م قفاوتي يغانطصا ديتب (NP_054775.2)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلئسنل ددعت م داض م سرج
قئبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالصتلا لعاقتلا	يرشب
SWISS	Q9Y241
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 10
نحشلا	جلت سيك