


و Wb تاي نقتل Hist1H3D دض تاليسي سننلا ددعت م داضم مسج Elisa - Q16695 / P68431

رصنع ال مقرر: CM0023055



ةمدقم

فدهتسي تاليسي سننلا ددعت م يبنرأ داضم مسج نم ققحتال مت، HIST1H3D (H3.4/H3/g) نيتورب (Western blot) ةبغرلا ةخطللا ةنقتل هتيحالص، ناسنإل عم لعافتني أن عقتو تي. ELISA و، رأفل، في تاساردلل يلاثم. رخأ عاونأو ذرل، رأفل، نوتسيهل تاليدعتو نيتاموركلا ايجولويب.

ديزمال فرعا

هم لعملا	هم يقل
جت نملا مسا	HIST1H3D Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحالص	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; نوتسيه H3; HIST1H3A; HIST1H3D
عونلا	رشب
م (رشب لل) نيجلا فرعم	8290/8350
نيجلا فرعم	8290/8350
يعانملا دضتسملا	NP_003520.1) يرشبلا HIST1H3D نيتوربل 136 لىل 1 نم ةنيماألا ضامألا عم قفاوتي نينيماأ لسلسلست لىل ع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	تاليسي سننلا ددعت م داضملا ماسجالا
قبيطتلا	WB, ELISA
لدابتلا لعافتلا	(عساو قاطنب عقتو مت) رخأ عاونأو، ذرل، رأف، رشب
SWISS تانايي ةدعاق	Q16695/P68431
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 15
نحشلا ةقيرط	جلت سيك