

نم ةليسنن ال يداجأ H3 (Hrh3) ني ماتسيه ل لبقتسم داضم J- Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

مصنوع ال مقرر: CM0004030



مقدم

لبقتسم دض بنرأل نم ةليسنن ال يداجأ دادضأ
م ت (HRH3, GPCR97) يرش ب ال H3 ني ماتسيه ل
WB, IP, ELISA. ل اهتجالص نم ققحت ال
ةبسانم. ذرل، راف، ناسنإل عم لعافت
باصأل مولع ثاحأل.

ديزل فرع

لماعل	هميقل
جتنم ال مس	HRH3 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتطال م	HRH3; GPCR97; HRH3
عون ال	ناسنإ
نيج ال فرع	11255
نيج ال فرع	11255
دضتسم ال	يرش ب ال HRH3 نم 1-100 ةني مأل ضامأل لغاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتببإيعانطصا ديتبب (Q9Y5N1).
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةليسنن ال يداجأ دادضأ
قبطط ال	WB, IP, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرل، راف، ناسنإ
SWISS	Q9Y5N1
نيتورب ال نزو	49kDa
نشل ال	جلت سيك