


Wb، H3 جـ نوتسيهـلـل داضـم ةـلـيـسـنـلـل ددعـتـم بـنـرأ داضـم مـسـج Chip - Q16695 / P68431، وElisa، وIhc-P، وIhc-P، و

مقرر: CM0023484



ةمدقم

ددعتـم بـنـرأـلـل نـم ةـدوـجـلـل يـلـاع داضـم مـسـج
H3 (H3.1t/H3.4)، نوتسيهـلـل داضـم ةـلـيـسـنـلـل
Chip، وELISA، وIP، وIHC-P، وWB، لـ هـنـم قـقـحـتـم
ىـرـخأ عـاـوـنـأ و ذـرـجـلـل و رـأـفـلـل و نـاسـنـلـل عـم لـعـافـتـي
قـلـخـتـلـل و نـيـتـامـوـرـكـلـل ثـاـحـبـأ لـ بـسـانـم
بـقـاعـتـم لـ.

ديـزـمـلـل فـرـعـا

ةمدقم	ةمدقم
جـتـمـلـل مـسـا	H3 نوتسيهـلـل ةـلـيـسـنـلـل ددعـتـم بـنـرأ داضـم مـسـج
ىـرـخأ ءـامـسـا/تـاطـحـالـم	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histone H3
عـوـنـلـل	ناسنـلـل
مـنـجـالـل فـرـعـم	H3
نـيـجـالـل فـرـعـم	8290/8350
يـعـانـمـلـل دضـتـمـلـل	(NP_003484.1) يـرـشـبـلـل HIST3H3 نـيـتـوـرـب نـم 50-136 ةـنـيـمـأـلـل ضـامـحـأـلـل نـمـض لـسـلـسـتـل قـبـاطـم يـعـانـطـصـا دـيـتـبـب
رـدـصـمـلـل	بـنـرأـلـل
ةـفـلـل	ةـلـيـسـنـلـل ةـدعـتـم داضـم مـسـج
قـيـطـطـلـل	WB، IHC-P، IP، ELISA، Chip
كـرـتـمـلـل لـعـافـتـلـل	(عـقـوـتـم عـسـا و قـاطـن) ىـرـخأ، ذـرـجـلـل، رـأـفـلـل، نـاسـنـلـل
SWISS	Q16695/P68431
نـيـتـوـرـبـلـل يـئـيـزـجـالـل نـزـولـل	نـوـتـلـلـل 15
نـحـشـلـل	جـلـتـسـيـك