

H3.3 نوتسهل داضم يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

رصنعلا مقرر: CM0004860

ةمدقم

ةدوجل ليلاع يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج
هتيحالص نم ققحتلا مت H3.3 نوتسهل داضم
بسانم. WB, IHC-P, ELISA, ChIP و ChIP-seq
عاوناو ذرجل، رأفل، ناسنإل عم مادختسالل
ةارولا ملعو نيتاموركلا ثاحبأل يلاثم. ىرخأ
ةنيجاللا

ديزمل فرعا

ةمدعملا	ةمقلا
جتنملا مسا	H3.3 نوتسه دض يبنرأ ةليسنل ديحو داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحالام	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
عونلا	ناسنإ
ناسنإلاب) نيجلا فرعم	H3
نيجلا فرعم	3020
يعانملا دضتسملا	(P84243) يرشبلا H3.3 نوتسهل 136 ىل 57 نم ةنيئمالاصامألا عم قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ديحو داضملا ماسجالا
تاقيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
لدابتمل لعافتلا	(عقوت عساو قاطن) ىرخأ عاونا، ذر، رأف، ناسنإ
SWISS تانايب ةدعاق	P84243
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 15
نحشلا ةقيرط	جلت سيك