

Polyclonal Antibody (P62805) Wb - J. Notsy H4 ددعت

CM0018964: رصنعلا مقر



مقدم

عانة ملل باسنأل ددعتم H4 نوتسيه داضم
WB، لقي قد بنرأ نم (Polyclonal Antibody)
، رأفل ،ناسنإل فشكي. IF/ICC, ELISA.
شاح بأل يرورض. عاونأل نم عساو وعومجمو
نيتاموركلاو تاموسوي لكولال

دي زمل ا فرعا

رأي عمال	هـم قىل
جتنم ال م س	Histone H4 Rabbit pAb
هـلـيـد بـ ءامـس/اـتـطـاـح الـم	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histone H4
عاون ال	ناسن
م (ناسن) ني ج ال فرعم	H4
ني ج ال فرعم	8359
دصتسم ال	(NP_003529.1) يرش ب ال H4 نوت سي هـ م 1-100 يـنـيـم الـ ضامـح الـ لـخـاـد لـسـلـسـت عـم قـفـاوتـي يـعـانـص دـيـتـبـب يـعـانـص الـ دـيـتـبـب الـ دـيـتـبـب
ردصم ال	بـنـرأ
هـئـة	(Polyclonal Antibodies) هـعـانـم لـل بـاسـن الـ ءدـد عـتـم دـاـصأ
قـيـطـط الـ	WB, IF/ICC, ELISA
عـطـاقـتـم الـ عـافـاتـلـ	(عـقـوتـم عـسـا و قـاطـن) رـخ، ذـج، رـأف، نـاسـن
SWISS	P62805
نـيـنـور بـ الـ نـزـو	11kDa
نـشـر الـ	جـلـت سـيـك