

HLA-B J- Wb - P01889 دض ةلېسنل ددعت م بنراً داض م سح :رصنعل مقرر CM0028365



ةمدقم

HLA-B دض ةلېسنل ددعت م بنراً داض م سح Western blot. ل- هنم ققح تُم، يرش بل
يجي سنل قفاوتل دقعم ءيج فدهت سي
ف كراشم لىل وائل ةئل ل نم يسيئرل
ةبقارمل او CD8+ T ايلخل دضت سمل م يدقت
ةيعانمل

ديزمل فرع

راي عم ل	ةم ي ل
ج تنم ل م س	MITD Rabbit pAb
رخ آ م س / اطاح ل م	HLA-B
عون ل	يرش ب
ن ج ل فرع م	3106
يعانم ل دضت سمل	يرش بل HLA-B نم 263-362 ةني مائل صامحل قباطم يعانطصا ديت ب
ردصم ل	بنراً
ةئل	ةلېسنل ددعت م داض م سح
قبطط ل	WB
لدابت ل لغافت ل	يرش ب
SWISS	P01889
نيتوربل ليئيزج ل نزول	نوتلاد وليك 40
نحش ل	جلت سيك