

J- Hla-Dpb1 J- Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04440

رخصن عل مقرر: CM0011604



ةمدقم

HLA-DPB1 دض ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م س ج
J- WB, IF-P, IHC-P, ELISA. ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ل ا و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي
ي ل ا ث م . ن و ت ل ا د و ل ي ك 29 ن ز و ب أ ط ي ر ش ف ش ت ك ي
ق ف ا و ت ل ا د ق ع م د ض ت س م م ي د ق ت ث ا ح ب أ ل
ة . ن ي ن ا ث ل ة ئ ف ل ل ن م ر ي ب ك ل ل ي ج ي س ن ل ا

دي زم ل ا فر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	J- HLA-DPB1 ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م س ج
ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ر ع ل ا (ي ر ش ب ل ا) فر ع م	3115
م ر ع ل ا فر ع م	3115
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	(NP_002112.3) ي ر ش ب ل ا HLA-DPB1 م 1-100 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا ح أ ل ا ن م ض ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P04440
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 29
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك