

J- Hmga2 داضم ال ي بنرأ ة ل يس ن ال دي و داضم ال مسج ل Elisa - P52926 و IHC-P و IF/ICC و Wb تاق ي ب ط ل

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0007609

ة م د ق م

ل ع فر ع ت ي ي بنرأ ة ل يس ن ال دي و داضم ال مسج
HMGA2 (AT- hook 2) ة ل ل ع ال ة ك ر ح ال ة ع و م ح م ن ي ت و ر ب)
ت ا ق ي ب ط ل ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ال م ت .
رأ ف ل و ن ا س ن إ ل ي ف ELISA و IF/ICC و IHC-P و Wb
ة ل ل خ ل ة ر و د و خ س ن ال م ي ط ن ت ة س ا ر د ل ي ل ا ث م

ي ز م ل فر ع ا

ر ا ي ع م ل	ة م ي ق ل ا
ج ن ن م ل م س ا	HMGA2 Rabbit mAb
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ح ا ل م	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ن ج ل ا فر ع م (ن ا س ن ا)	8091
م ن ج ل ا فر ع م	8091
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	ي ر ش ب ل ا HMGA2 م 1-100 ة ن ي ن ا ل ا ض ا م ح ا ل ا ن م ض ا ل س ل س ت ل ب ا ق ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ا ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب (NP_003474.1).
ر د ص م ل	ب ن ر أ
ة ف ا	ة ل ي س ن ال ة د ي و د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف , ن ا س ن ا
SWISS	P52926
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ح ل ن ز و ل ا	12 kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك