

J- Anti-Hmgcr J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04035

رخصن عل مقرر: CM0021112



ةمدقم

بنرأل نم ةدوجل يللاع لئاسنل ددعت م داضم
ض HMGCR (3-hydroxy-3-methylglutaryl-
coenzyme A reductase)، هتحتص نم ققحتل مت
ل WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA في ناسنلإ
يئاذغل لئثمتل ثاحبال بسانم. ذجلالو
لورثس لولل

ديزم ل فرع

لماعلم	ليصافتل
جتنم الم س	HMGCR Rabbit pAb
راعستم مس/اتاطحال م	LDLCQ3; HMGCR
عونل	ناسنل
GeneID (ناسنل)	3156
GeneID	3156
دضتسم ل	يبيكرت ديتب
ردصم ل	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ددعت م داضم
قبططتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقتم ل لعافتل	ذجل، رأف، ناسنل
SWISS	P04035
نيتوربال نزو	97kDa
نحشل	جلت سيك