

Elisa - P41235 و Hnf4A ج. Wb دس لئاسنل ددعت م داضم

رصنع ال مقرر: CM0019741



ةمدقم

HNF4A دض بنرأل نم لئاسنل ددعت م داضم
ELISA و WB- ل هنم ققحتل مت، يرشبل
تانجل يخسنل ميظنتل ةساردل بسانم
ةضيأل صارمأل او، يمويلا عاقيإل او، دبكل

ديزمل الفرع

لماعم ال	ةمىق ال
جت نم ال مسا	HNF4A Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطح ال م	TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
عاون ال	ناسن
GeneID (ناسن)	3172
GeneID	3172
دصتسم ال	يرشبل ال HNF4A نم 226-325 ةنيملأل صارمأل لخد لسلسل عم قفاوتي يعانطصا ديتبب (NP_849180.1).
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت م داضم
قبطت ال	WB, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	ناسن
SWISS	P41235
نيوربل ال نزو	53kDa
نحش ال	جلت سيك