


J- Wb، J- Hnf4G ددعت ماضم ةل يسننل ددعت ماضم مسج If/Icc، Elisa - Q14541

رصنع ال مقرر: CM0023749



ةمدقم

بنرأل نم ةل يسننل ددعت ماضم مسج
م، (NR2A2) يرشبل ال HNF4G فدهتسي
و Western blot تاي نقتل هتصص نم ققحت ال
عم عطاقتم لكشب لعافت ي؛ ELISA و IF/ICC
~46 مچحب ةمزع فشتك ي؛ ناذرل او نارئفل
لماع ةفيظو ةساردل يلاثم. نوتلاد وليك
ةي وونل تالبقتسم لل خسنل

ديزمل فرعا

هم لعم ال	هم يقي ال
جتنم ال مسا	HNf4G Rabbit pAb
يرغا ءامسا/تاطح الم	NR2A2; NR2A3; HNF4G
عاون ال	يرشب
نيجي ال فرع م	3174
نيجي ال فرع م	3174
دصتسم ال	(NP_004124.4) يرشبل ال HNF4G نم 366-445 ةيني مأل صامأل عم قفاوتي لسلسلتي عل يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةل يسننل ددعت ماضم ماسج
تاي يبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتم ال لعافت ال	ذرج، رأف، يرشب
SWISS	Q14541
نيتوربل ال نزو	نوتلاد وليك 46
نحش ال	جلت سيك