

و Wb تاقىب بطتل Hnmt J- داضم ال ةجسنأل ددعت م داضم If/Icc و Ip و Elisa - P50135

رصنع ال مقرر: CM0020444



ةمدقم

نيتورب دض بنارأ نم ةجسنأل ددعت م داضم
هتيحالص نم ققحتل م ت. يرشب ال HNMT
لعافت. ELISA و IP و IF/ICC و WB تاقىب بطتل
ضيأ ثاحبال يلاثم. رأفل اعمال دابت مأل لعافت
ةيئوهل اكل اسمل ةباجتساو ني ماتسيهل.

ديزم ال فرع

لماعل	ةمقلا
جت نم الم سا	بنرأل نم ةجسنأل ددعت م HNMT داضم
راعتسم ال مسال / اطاحالم	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
عون ال	يرشب
م (يرشب) ني ج ال فرع	3176
ني ج ال فرع	3176
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال HNMT نيتورب ل 292 لى 1 نم ةني مأل ضامأل اعم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب (NP_008826.1)
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةجسنأل ددعت م داضم ال
قبطتل ال	WB, IF/ICC, IP, ELISA
لدابت لم لعافت ال	يراف، يرشب
SWISS	P50135
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 33
نحش ال	جلت سيك